

## GANTS À USAGE UNIQUE Réf.: 801280

### Caractéristiques

#### UTILISATION

- Protection contre les liquides, la poussière, les salissures.
- Manipulation d'objets fragiles (sensibles aux empreintes, sudation et salissure).
- Grande finesse pour une très bonne dextérité.
- Gants ambidextres : pas de main droite ni main gauche, pour droitiers/gauchers .
- Confort d'utilisation.
- Mise en place et retrait faciles.

#### CARACTERISTIQUES :

- Vinyle épaisseur 0,06 mm.
- Poudrés.
- Longueur 250 mm.
- Taille 10 (L).
- Transparents.
- Non stériles.



### Conformité normes



- EN 420:2003. Conforme aux directives européennes pour un contact alimentaire (sauf produits gras).
- Gants en vinyle conformes aux dispositions de la directive Européenne 89/686/CEE pour la protection contre les projections chimiques et les micro-organismes (risques mineurs seulement).

#### AQL 1,5 selon EN374-2 (EPI).

- Cette norme décrit les conditions d'essais de résistance des gants à la pénétration de l'air et de l'eau, c'est à dire l'étanchéité garantie pendant un temps donné. Ce test définira le Niveau de qualité acceptable. (Acceptance Quality Level : AQL) du lot de gants. Ces tests sont rigoureusement les mêmes que ceux subis par les gants médicaux selon leur norme EN 455-1. Cette norme stipule qu'un gant médical doit également obtenir un AQL 1,5 minimum.
- **Test fuite d'air** Un gant est immergé dans l'eau puis gonflé d'air à des pressions proportionnelles à l'épaisseur du gant définies dans l'EN 374 - 2 page 5. La pression doit être atteinte en 2 minutes et la durée de l'examen (présence ou non de bulles) ne doit pas excéder 30 secondes. Si aucune bulle n'apparaît le gant est conforme.
- **Test fuite d'eau** Le gant est rempli d'eau (environ 1 litre à température ambiante). Immédiatement il est examiné afin de repérer d'éventuelles fuites. Si aucune fuite n'est détectée, une deuxième inspection est effectuée 2 minutes après. Si aucune gouttelette n'apparaît sur la surface du gant, le gant est déclaré conforme.

### Données produits

Taille / Size		g		G	Ref.	Sachet de 10 /		Code EAN
10					801280	1		3479138012808



2, rue de Bergognon  
42500 LE CHAMON FEUGEROLLES - FRANCE